

Патологоанатомическое отделение ГБУЗ ГKB №31

Результаты тестирования реактива для проводки Изоформ производства ТД «JLS-Chemical», Россия.

Реактив Изоформ представляет собой прозрачную жидкость с характерным запахом изопропилового спирта. В ходе исследования данный реактив использовался на этапах гистологической проводки-дегидратации с использованием вакуумного микроволнового процессора Pathos Delta. Общий цикл проводки материала составил 17.5 часов. Для тестирования использовались образцы различных тканей толщиной не более 4 мм. В последующем с исследованных образцов изготавливались парафиновые блоки и изготавливались срезы толщиной 4 мкм.

Результаты тестирования показали, что данный продукт пригоден для работы, обладает высоким качеством.

зав. ПАО Смирнов Д.Р.

